

SPECIFIKACIJE OGREVANJA

Temperature specifikacije za AIVIA 200

Model omarice	Tip dogodka		Tip alarma (AED, Elektrode)		Grelec AIVIA 200	Ventilator AIVIA 200
	Grelec je vkljopljen	Ventilator je vkljopljen	Low Temperature Threshold reached	High Temperature Threshold reached	Grelnik bo vzdrževal priporočeno temperaturo okoli naprave AED 15°C in višjo, ko temperatura pade pod Deluje do -20°C brez hladnega vetra Za utemeljitev teh razponov je bil grelnik laboratorijsko preizkušen.	Ventilator ni hladilna naprava. Njegov namen je odvajanje toplote in kondenza iz omar, kar v bistvu znižuje temperaturo znotraj omar.
AIVIA 200	12°C	27°C	5°C	40°C		

~ Temperaturna opozorila za grelnik in ventilator ~

- ☐ Informacije o temperaturnih območjih posameznih znamk AED najdete v priročniku proizvajalca AED.
- ☐ Nikoli ne nameščajte omarice proti neposredni sončni svetlobi.
- ☐ Ohišje zaradi vrste uporabljenega materiala ni prevodnik toplote ali mraza, zato se temperature v ohišju ne povečajo ali zmanjšajo kot pri drugih materialih.